

# S字クオッドケイン四点式メンテナンスチェックリスト

メンテナンス実施日 年 月 日      メンテナンス回数 回      メンテナンス実施者

## 1. 付属部品の点検 [P.1]

- ① 取扱説明書がある ☐
- ② グリップに傷や摩耗がない ☐
- ③ 着脱式ストラップが無くなったり、切れたりしていない ☐
- ④ 上管のストラップ受け（グリップ部エンドキャップ）がある ☐
- ⑤ 調節ピンが上管の調節穴から出ている ☐
- ⑥ 止めネジがある ☐
- ⑦ 止めネジリングがある ☐
- ⑧ 下管上部のパイプキャップがある ☐
- ⑨ 下管下部のパイプキャップがある ☐
- ⑩ 下管カバーがある ☐
- ⑪ 調節ピンがある ☐
- ⑫ ゴムキャップ（4個）が擦り減っていない ☐
- ⑬ パイプに傷やヒビがない ☐
- ⑭ 下管底部の溶接のがたつきや外れがない（11ヶ所） ☐

## 2. 性能点検 [P.3]

- ① 平面に置いたとき、四本の足のゴムキャップが平面にすべて接地している ☐
- ② 平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている ☐
- ③ 上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンに入る ☐
- ④ 各調節穴に調節ピンがスムーズに入る ☐
- ⑤ 調節ピンのスプリングの弾力がある ☐
- ⑥ 止めネジが確実に閉めることができる ☐
- ⑦ 上管のストラップ受け（グリップ部エンドキャップ）が簡単に外れない ☐
- ⑧ 着脱式ストラップを外したりはめたりすることができる ☐

## クオッドケインおしゃれ四点式 メンテナンスチェックリスト

メンテナンス実施日    年    月    日    メンテナンス回数    回    メンテナンス実施者

### 1. 付属部品の点検    [P.1]

- ① 取扱説明書がある ☐
- ② グリップに傷や摩耗がない ☐
- ③ 着脱式ストラップが無くなったり、切れたりしていない ☐
- ④ 上管のストラップ受け（グリップ部エンドキャップ）がある ☐
- ⑤ 調節ピンが上管の調節穴から出ている ☐
- ⑥ 止めネジがある ☐
- ⑦ 止めネジリングがある ☐
- ⑧ 下管上部のパイプキャップがある ☐
- ⑨ 下管下部のパイプキャップがある ☐
- ⑩ 調節ピンがある ☐
- ⑪ ゴムキャップ（4個）が擦り減っていない ☐
- ⑫ パイプに傷やヒビがない ☐
- ⑬ 下管底部の溶接のがたつきや外れがない（13ヶ所） ☐

### 2. 性能点検    [P.3]

- ① 平面に置いたとき、四本の足のゴムキャップが平面にすべて接地している ☐
- ② 平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている ☐
- ③ 上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンに入る ☐
- ④ 各調節穴に調節ピンがスムーズに入る ☐
- ⑤ 調節ピンのスプリングの弾力がある ☐
- ⑥ 止めネジが確実に閉めることができる ☐
- ⑦ 上管のストラップ受け（グリップ部エンドキャップ）が簡単に外れない ☐
- ⑧ 着脱式ストラップを外したりはめたりすることができる ☐

## クオッドケイン四点式メンテナンスチェックリスト

メンテナンス実施日    年    月    日    メンテナンス回数    回    メンテナンス実施者

### 1. 付属部品の点検    [P.1]

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| ① 取扱説明書がある                 | <input type="checkbox"/> |
| ② グリップに傷や摩耗がない             | <input type="checkbox"/> |
| ③ 上管のグリップ部エンドキャップがある       | <input type="checkbox"/> |
| ④ 調節ピンが上管の調節穴から出ている        | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ 止めネジがある                  | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 止めネジリングがある               | <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 下管上部のパイプキャップがある          | <input type="checkbox"/> |
| ⑧ 下管下部のパイプキャップがある          | <input type="checkbox"/> |
| ⑨ 調節ピンがある                  | <input type="checkbox"/> |
| ⑩ 下管カバーがある                 | <input type="checkbox"/> |
| ⑪ ゴムキャップ（4個）が擦り減っていない      | <input type="checkbox"/> |
| ⑫ パイプに傷やヒビがない              | <input type="checkbox"/> |
| ⑬ 下管底部の溶接のがたつきや外れがない（10ヶ所） | <input type="checkbox"/> |
| ⑭ 下管に錆がない                  | <input type="checkbox"/> |

### 2. 性能点検    [P.3]

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ① 平面に置いたとき、四本の足のゴムキャップが平面にすべて接地している | <input type="checkbox"/> |
| ② 平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている        | <input type="checkbox"/> |
| ③ 上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンに入る        | <input type="checkbox"/> |
| ④ 各調節穴に調節ピンがスムーズに入る                 | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ 調節ピンのスプリングの弾力がある                  | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 止めネジが確実に閉めることができる                 | <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 上管グリップ部エンドキャップが簡単に外れない            | <input type="checkbox"/> |

# オールカーボンクオッドケイン四点式 メンテナンスチェックリスト

メンテナンス実施日    年    月    日    メンテナンス回数    回    メンテナンス実施者

## 1. 付属部品の点検    [P.1]

- ① 取扱説明書がある ☐
- ② グリップカバーに傷や摩耗がない ☐
- ③ 調節ピンが上管の調節穴から出ている ☐
- ④ 止めネジがある ☐
- ⑤ 止めネジが割れていない ☐
- ⑥ 下管上部のパイプキャップがある ☐
- ⑦ 調節ピンがある ☐
- ⑧ ゴムキャップ（4個）が擦り減っていない ☐
- ⑨ パイプに傷やヒビがない（布などで擦って傷がないかチェックしてください） ☐

## 2. 性能点検    [P.3]

- ① 平面に置いたとき、四本の足のゴムキャップが平面にすべて接地している ☐
- ② 平面に置いたとき、平面に対して支柱が垂直になっている ☐
- ③ 上管を180°回転させたとき、調節穴に調節ピンに入る ☐
- ④ 各調節穴に調節ピンがスムーズに入る ☐
- ⑤ 調節ピンのスプリングの弾力がある ☐
- ⑥ 止めネジが確実に閉めることができる ☐